

※2019年3月改訂（第6版）

※2016年6月改訂（第5版）

届出番号：23B3X00017000007

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

## 綿球

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**  
再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- ※※ 綿100%の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。  
・綿球に綿100%の糸を通した紐付製品もある。

### 【使用目的又は効果】

様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

### 【使用方法等】

- ・適宜滅菌して使用すること。
- ・再滅菌はしないこと。

### 【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

### 【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

- ※※ 〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2  
問い合わせ窓口 (TEL)0568-24-1911