

*2018年12月改訂（第2版）

2016年10月（第1版）（新記載要領に基づく作成）

届出番号：23B3X00017000091

医 04 整形用品

一般医療機器 コットンボール 11028000

滅菌メディポット

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

*綿100%の脱脂綿を球状にして、表面加工剤で表面加工を行った製品。本品は、エチレンオキサイドガス滅菌を行ったもの。

【使用目的又は効果】

本品は、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために使用する。

【使用方法等】

- ・適宜使用すること。
- ・再滅菌しないこと。

【使用上の注意】

- ・体内に留置しないこと。
- ・開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・直射日光及び火気、水濡れを避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

(有効期間)

- ・容器又は包装に記載。【自己認証（自社データ）による（使用期限参照）】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売業者]

株式会社長谷川綿行

〒481-0013 愛知県北名古屋市二子四反地 977-2

問い合わせ窓口（TEL）0568-24-1911